

Kompaktowy Koncentrator Tlenu 525



Kompaktowy koncentrator tlenu 525

Oferujemy rewelacyjny koncentrator tlenu model 525 cenionej przez lekarzy i pacjentów firmy De Vilbiss – lidera rynku światowego w tlenoterapii.


KOMPAKTOWY – LEKKI – WYDAJNY – NIEZAWODNY – TRWAŁY

Urządzenie idealnie nadaje się do wykorzystania przez pacjenta zarówno w szpitalu jak i w domu.


- Wysoka koncentracja poziomu tlenu
- Sterowany przepływ do 5 l/min.
- Sensor OSD monitorujący poziom tlenu
- Wizualny i dźwiękowy alarm informujący o niskim poziomie tlenu, zasilaniu, spadku ciśnienia lub potrzebie serwisu
- Łatwy w obsłudze, trwała konstrukcja
- Posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Opcja przerywania przepływu z "opcją reset"
- Wygodny podgląd czasu pracy
- Przenośny nawilżacz powietrza
- Przyjazny i profesjonalny serwis
- Zintegrowane wejście danych kompatybilne z PC i pilotem "Smart Track™" służące do diagnostyki i obsługi urządzenia
- Innowacyjny zawór rotacyjny
- Inteligentny system zarządzający energią, umożliwiający maksymalne ograniczenie poboru prądu (2l/min)
- Cicha praca
- Najlżejszy i najmniejszy 5-litrowy koncentrator tlenu firmy DeVilbiss HealthCare, waga tylko 16.3 kg



Pilot Smart-Track™



Oprogramowanie SmartTrack



Zewnętrzny wygląd koncentratora (przód i tył)



SPECYFIKACJA

Wymiary (H x W x D):	62.2 x 34. x 30.4 cm	Przepływ:	0.5 do 5 l/min
Waga:	16.3 kg	Stężenie tlenu:	0.5 - 3 l/min > 93% 4 l/min > 91% 5 l/min > 90% ± 3%
Zasilanie:	230 V, 50 Hz, 1.7 Amp	Poziom hałasu:	≤ 40 db(A) @ 50 Hz
Pobór prądu:	312 W @ 5 l/min 290 W @ 2 l/min		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa
tel. 22 59 40 300, fax: 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DE VILBISS